



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,FQ1

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 2 kg

OP-303-0056



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F2 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna | 2 kg |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle