



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,FRU

Impressora Zebra ZD 421t

WX-007-0114



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

ZD421t (ZD4A042-30EM00EZ) -impressora adequada para impressão de etiquetas autoadesivas térmicas e de transferência térmica. A largura máxima da mídia é de 108 mm, com capacidade máxima de impressão de 104 mm. Possui, de série, um sensor de etiquetas móvel integrado. A impressão ocorre a velocidades de até 152 mm/s, com resolução de impressão de 203 dpi. A impressora está equipada com uma porta USB. A versão básica da impressora não inclui dispensador nem cortador.

Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P
Microbalança para filtros MYA 5Y.F
Microbalança XA 5Y.M.A
Balança analítica XA 5Y.A
Comparador de massa manual WAY 5Y.KO
Ultra-Microbalança UYA 5Y
Balança analítica para filtros XA 5Y.F
Comparador de massa manual APP 5Y.KO

Balança analítica XA 5Y
Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB
Comparador de massa manual XA 5Y.KO
Microbalança XA 5Y.M
Comparador de massa manual UYA 5Y.KO
Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F
Checadoras de peso DWM
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S