



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,FWC](http://radwag.com/pl/info,w1,FWC)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez główki, bez jamy adiustacyjnej 500 g

OP-203-0120



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	500 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle

Pincety