



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,G2P](http://radwag.com/es/info,w1,G2P)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 5 kg), caja de madera

OK-301-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Clase OIML F2

### Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 11 111,11 g

Valor nominal 1 mg – 5 kg

Número 28 pieza

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos