



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,G2P

F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 5 kg), tahta kutu

OK-301-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 11 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 5 kg

Quantity 28 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar