



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,G2P

## F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 5 kg), tahta kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Stainless steel
Ağırlık	11 111,11 g
Nominal değer	1 mg - 5 kg
Quantity	28 pcs

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar