



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,G3K

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 1 kg), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

| | |
|------------------------|-------------|
| Klasa dokładności OIML | M1 |
| Masa | 2 111,11 g |
| Wartość nominalna | 1 mg – 1 kg |
| Ilość | 25 szt |

Pasuje do

Pędzle