



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,G3K

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 1 kg), opakowanie drewniane

OK-401-0083



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Masa	2 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 1 kg
Ilość	25 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle