



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,G7H](https://radwag.com/pl/info,w1,G7H)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 g - 100 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | F1              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Masa                    | 210 g           |
| Wartość nominalna       | 1 g - 100 g     |
| Ilość                   | 9 szt           |

### Pasuje do

Pincety

Pędzle