



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,GHV](http://radwag.com/pl/info,w1,GHV)

# Wzorzec masy klasy E1 - drut stalowy 50 mg

OP-503-0033



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	50 mg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle