



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,GMU](http://radwag.com/fr/info,w1,GMU)

# Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 500 g), boîte en bois

OK-201-0046



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	1 110 g
Valeur nominale	1 – 500 g
Nombre	12 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux