




More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,GP8](http://radwag.com/pl/info,w1,GP8)

## Worzec masy klasy M1 - prostokątny, efekt cynkowania 1000 kg

OP-403-0106



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
Wartość nominalna	1000 kg

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle