



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,GZV

SAL/H/PLUS Stół antywibracyjny laboratoryjny nierdzewny dla wag serii PLUS



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Konstrukcja	
Konstrukcja	Stal nierdzewna AISI304
Nośność	40 kg
Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania	820×711×816 mm
Masa netto	61 kg
Masa brutto	77 kg
Długość	770 mm
Szerokość	680 mm
Wysokość	815±10 mm

Pasuje do

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F

Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Mikrowaga MYA 5Y
Waga analityczna XA 5Y

Wymiary urządzenia

SAL/H/PLUS

