

Pinzette 105 mm für Prüfgewichte bis 50 g

OA-101-0009





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Material	Edelstahl
Physikalische Parameter	
Länge	105 mm

Kompatibel mit (Additional Fee)

Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze (1 mg - 10 kg) Prüfgewichte der F1 Klasse - Stahldraht Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Sätze Prüfgewichte der F2 Klasse - Stahldraht Prüfgewichte der F2 Klasse - Trägergewichte Prüfgewichte der E2 Klasse - Stahldraht Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Sätze (1 mg - 10 kg)	Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer Prüfgewichte der E2 Klasse - Plättchenform Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte Prüfgewichte der F1 Klasse - Plättchenform, Sätze Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte Prüfgewichte der E1 Klasse - Stahldraht Prüfgewichte der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer Prüfgewichte der F2 Klasse - Plättchenform, Sätze
Prüfgewichte der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Sätze	Prüfgewichte der M1 Klasse - Knopfgewichte Prüfgewichte der E1 Klasse - Plättchenform
Prüfgewichte der E2 Klasse -	Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte
Zylindergewichte, Sätze (1 g - 10 kg)	Prüfgewichte der E2 Klasse - Plättchenform, Sätze (1 mg – 500 mg)
Prüfgewichte der F2 Klasse - Schlitzgewichte	Prüfgewichte der E1 Klasse - Plättchenform, Sätze (1 mg – 10 kg) Prüfgewichte der F2 Klasse - Stahldraht, Sätze

Prüfgewichte der M1 Klasse - Plättchenform Prüfgewichte der F2 Klasse - Plättchenform Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze
Prüfgewichte der F1 Klasse - Plättchenform
Prüfgewichte der E1 Klasse - Stahldraht, Sätze (1 mg – 500 mg) Prüfgewichte der F1 Klasse - Stahldraht, Sätze Prüfgewichte der M1 Klasse - Plättchenform, Sätze

Prüfgewichte der F1 Klasse -

Zylindergewichte

Prüfgewichte der E2 Klasse - Stahldraht, Sätze (1 mg – 500 mg)