



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,HHN](https://radwag.com/pl/info,w1,HHN)

# Wzorzec masy klasy F1 - drut stalowy 200 mg

OP-203-0073



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 200 mg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle