



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,HHO](https://radwag.com/es/info,w1,HHO)

## Cable PT0454



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

El cable PT0454 se utiliza para conectar una balanza de la serie 5Y, CY10 un Módulo de comunicación IM02.1 Media Box. Su longitud estándar es de 0,6 m.

## Trabaja con

Microbalanza XA 5Y.M.A.P  
MediaBox  
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P  
Balanza de precisión 5Y.PM  
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F  
Microbalanza XA 5Y.M.A  
Terminal de pesaje PUE CY10  
Báscula multifuncional CY10  
Balanza analítica XA 5Y.A

Ultra-Microbalanza UYA 5Y  
Balanza de precisión CY10  
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F  
Microbalanza MYA 5Y  
Balanza analítica XA 5Y  
Analizador de Humedad  
PMV 5Y  
Microbalanza XA 5Y.M  
Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F  
Microbalanza XA 5Y.M.A.S