



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,HHO

Câble PT0454



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le câble PT0454 est utilisé pour connecter une balance de la série 5Y, CY10 unModule de communication IM02.1 Media Box. Sa longueur standard est de 0,6 m.

Compatible avec

Microbalance XA 5Y.M.A.P
MediaBox
Microbalance MYA 5Y.P
Balance de précision 5Y.PM
Microbalance pour filtres MYA 5Y.F
Microbalance XA 5Y.M.A
Terminal de pesage PUE CY10
Balance multifonctionnelle CY10
Balance analytique XA 5Y.A

Ultra-Microbalance UYA 5Y
Balance de précision CY10
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
Microbalance MYA 5Y
Balance analytique XA 5Y
Dessiccateur PMV 5Y
Microbalance XA 5Y.M
Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F
Microbalance XA 5Y.M.A.S