



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,HHO

Cavo PT0454



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Cavo PT0454 serve per collegare la bilancia serie 5Y, CY10 unModulo di comunicazione IM02.1 Media Box.
La sua lunghezza standard è di 0,6 m.

Compatibile con

Microbilance XA 5Y.M.A.P
MediaBox
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
Bilance di precisione 5Y.PM
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
Microbilance XA 5Y.M.A
Terminale di pesata PUE CY10
Bilance multifunzione CY10
Bilance analitiche XA 5Y.A

UYA 5Y Ultra-Microbilance
Bilance di precisione CY10
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Microbilance MYA 5Y
Bilance analitiche XA 5Y
Termobilance PMV 5Y
Microbilance XA 5Y.M
Ultra-microbilance per filtri UYA 5Y.F
Microbilance XA 5Y.M.A.S