



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,HHO

Przewód PT0454



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Przewód PT0454 służy do połączenia wagi serii 5Y, CY10 z modułem komunikacyjnym MediaBox IM02.1. Standardowa długość przewodu: 0,6 m.

Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A.P do kalibracji pipet
MediaBox
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Waga analityczna XA 5Y.A

Ultra-mikrowaga UYA 5Y
Waga precyzyjna CY10
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Mikrowaga MYA 5Y
Waga analityczna XA 5Y
Wagosuszarka PMV 5Y
Mikrowaga XA 5Y.M
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Mikrowaga XA 5Y.M.A.S do ważenia stentów