



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,HHO](https://radwag.com/pl/info,w1,HHO)

## Przewód PT0454



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Przewód PT0454 służy do połączenia wagi serii 5Y, CY10 z modułem komunikacyjnym MediaBox IM02.1. Standardowa długość przewodu: 0,6 m.

### Pasuje do

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
MediaBox  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Waga precyzyjna 5Y.PM  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Wagi CY10 do KTP  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Waga analityczna XA 5Y.A

Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
Waga precyzyjna CY10  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Mikrowaga MYA 5Y  
Waga analityczna XA 5Y  
Wagosuszarka PMV 5Y  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S