



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,HVQ

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 mg - 500 g), opakowanie drewniane

OK-201-0074



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 1 111,11 g |
| Wartość nominalna | 1 mg - 500 g |
| Ilość | 24 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle