




More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,HZ4](https://radwag.com/fr/info,w1,HZ4)

# MICRO-KIT 2 - Le kit de poignées les balances analytiques (type Eppendorf)

WX-001-0466



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

### Paramètres physiques

Élément du kit	3 plateaus, organisateur, couvercle en verre x2, base du couvercle x2, poids de lestage x3
----------------	--

### Construction

Matière	Acier inoxydable
---------	------------------

Nombre	3 pièces
--------	----------

## Compatible avec (Additional Fee)

Balance analytique XA 5Y.A

Balance analytique XA 5Y