



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,l26

Paslanmaz çelik tel, set (1 mg - 500 mg), tahta kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|-------------------------|-----------------|
| OIML sınıfı | F2 |
| Konstrüksiyon | |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Ağırlık | 1,11 g |
| Nominal değer | 1 mg - 500 mg |
| Ağırlık miktarı | 12 |

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar