



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,l90](https://radwag.com/pl/info,w1,l90)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z 4 uchwytemi 200 kg - opakowanie serwisowe

OP-304-0002



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	200 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle