



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,IDH](http://radwag.com/pl/info,w1,IDH)

# Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 mg - 50 g), opakowanie plastikowe

OK-102-0041



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 50 g
Ilość	20 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle