



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,IDH

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 50 g), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Stainless steel
Ağırlık	111,11 g
Nominal değer	1 mg - 50 g
Quantity	20 pcs

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar