



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,IFA

Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 mg - 200 g), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E2

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 611,11 g

Wartość nominalna 1 mg – 200 g

Ilość 23 szt

Pasuje do

Pincety

Pędzle