

Pinzette 155 mm mit Spitze aus Kohlefaser für Prüfgewichte bis 200 g

More information on the website radwag.com/de/info,w1,INE

OΔ-102-000



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Material	Edelstahl, Kohlefaser
Physikalische Parameter	
Länge	155 mm

Kompatibel mit (Additional Fee)

Prüfgewichte der E2 Klasse - Stahldraht, Sätze (1 mg – 500 mg) Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte Prüfgewichte der E2 Klasse - Plättchenform Prüfgewichte der F1 Klasse - Plättchenform, Sätze
Prüfgewichte der E1 Klasse - Stahldraht
Prüfgewichte der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer Prüfgewichte der F2 Klasse - Plättchenform, Sätze
Prüfgewichte der M1 Klasse - Knopfgewichte
Prüfgewichte der E1 Klasse - Plättchenform Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte
Prüfgewichte der E2 Klasse - Plättchenform, Sätze (1 mg – 500 mg) Prüfgewichte der E1 Klasse - Plättchenform, Sätze (1 mg – 10 kg)

Schlitzgewichte

Prüfgewichte der M1 Klasse - Plättchenform Prüfgewichte der F2 Klasse - Plättchenform

Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze Prüfgewichte der F1 Klasse - Plättchenform

Prüfgewichte der E1 Klasse - Stahldraht, Sätze (1 mg – 500 mg) Prüfgewichte der F1 Klasse -

Zylindergewichte

Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte

Prüfgewichte der F2 Klasse - Stahldraht, Sätze Prüfgewichte der F1 Klasse - Stahldraht, Sätze Prüfgewichte der M1 Klasse - Plättchenform, Sätze