



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,IRH

Pipeta automática 20 µl ÷ 200 µl - RW8-105-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

| Parámetros metrológicos | |
|---------------------------|--------------|
| Volumen | 20 – 200 µl |
| Error de la exactitud | 2,0% / 0,6% |
| Error de la repetibilidad | 0,8% / 0,15% |
| Terminaciones | 300 µl |



Trabaja con

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Balanzas automáticas para la calibración de pipetas