

## Pipette automatique 20 $\mu$ l ÷ 200 $\mu$ l - RW8-105-20-9

More information on the website radwag.com/fr/info,w1,IRH





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Volume	20 – 200 μΙ
Erreur de précision	2,0% / 0,6%
Erreur de répétabilité	0,8% / 0,15%
Bouts	300 µl



## **Compatible avec (Additional Fee)**

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes