



More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,IRH](https://radwag.com/ja/info,w1,IRH)

## 20 µl ÷ 200 µl - RW8-105-20-9 自動ピペット

PA-203-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### データシート

#### 計測パラメータ

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| ボリューム                       | 20 – 200 µl  |
| 系統誤差                        | 2,0% / 0,6%  |
| ランダムエラー                     | 0,8% / 0,15% |
| RS 232 ケーブル (ターミナル - ターミナル) | 300 µl       |



### 互換性あり (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P ピペット校正用マイクロ天秤  
MYA 5Y.P ピペット校正用マイクロ天秤

ピペット校正用自動天秤