



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,IRH](http://radwag.com/pl/info,w1,IRH)

# Pipeta automatyczna 20 $\mu$ l ÷ 200 $\mu$ l - RW8-105-20-9



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Objętość	20 $\mu$ l ÷ 200 $\mu$ l
Błąd dokładności	2,0% / 0,6%
Błąd powtarzalności	0,8% / 0,15%
Końcówki	300 $\mu$ l



## Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A.P do kalibracji pipet  
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi automatyczne do kalibracji pipet