



## Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 g - 2 kg), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | E1              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Masa                    | 6 110 g         |
| Wartość nominalna       | 1 g – 2 kg      |
| Ilość                   | 15 szt          |

### Pasuje do

Pincety

Pędzle