



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,lzV

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 2 kg), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	6 110 g
Nominal değer	1 g – 2 kg
Quantity	15 adet

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar