



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,J7L

Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 mg - 5 g), opakowanie drewniane

OK-101-0039



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	E2
------------------------	----

Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Masa	6,11 g
------	--------

Wartość nominalna	1 mg – 5 g
-------------------	------------

Ilość	16 szt
-------	--------

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle