



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,J70

Worzec masy klasy F2 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 100 g

OP-303-0052



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	100 g

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle