



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,JP3](http://radwag.com/pl/info,w1,JP3)

# Wzorzec masy klasy E1 - cylindryczny 200

**g**

OP-503-0053



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	E1
------------------------	----

### Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	200 g
-------------------	-------

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle