



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,JQP

Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 1 kg), opakowanie plastikowe



Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Materiał	stal nierdzewna
Masa	2 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg - 1 kg
Ilość	25 szt

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.