



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,JQP

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 1 kg), plastik kutuda

OK-502-0018



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E1

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 2 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 1 kg

Quantity 25 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar