



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,JVH

Ostona przeciwpodmuchowa PS/WLC.X2 128×128



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki	128×128 mm
Wymiar	160x160x81 mm

Pasuje do

Waga precyzyjna PS X2
Waga precyzyjna PS R1
Wagi PS X7 do KTP

Waga precyzyjna PS R2
Wagi PS X2 do KTP
Waga precyzyjna WLC C/2

Wymiary urządzenia

