



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,JX9

Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 50 g), opakowanie plastikowe

OK-102-0032



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	110 g
Wartość nominalna	1 – 50 g
Ilość	8 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle