



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,K2J

Szalki jednorazowe (komplet 50 szt.)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Szalki jednorazowe do wagosuszarek służą do precyzyjnego pomiaru masy próbek podczas procesu suszenia. Minimalizują ryzyko zanieczyszczenia próbek, co jest szczególnie ważne w laboratoriach i w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz chemicznym.

[Szalki jednorazowe do wagosuszarek o średnicy ø90 mm Opakowanie 50 szt](#)

Łatwość użycia Są wygodne i łatwe w użyciu, eliminując potrzebę mycia i suszenia szalek po każdym użyciu, co oszczędza czas i zasoby. Precyzyjny pomiar Jednorazowe szalki są zaprojektowane tak, aby zapewnić dokładne i powtarzalne wyniki, co jest kluczowe dla precyzyjnych analiz w wagosuszarkach.

Eliminacja resztek Po użyciu szalki jednorazowe są wyrzucane, co eliminuje problem resztek próbek z poprzednich pomiarów, które mogą wpływać na wyniki kolejnych analiz. Uniwersalność Mogą być stosowane do różnych typów próbek, w tym ciał stałych, proszków i cieczy, co czyni je wszechstronnym narzędziem w laboratoriach.

Pasuje do

Wagosuszarka MA X7.IC.A
Wagosuszarka MA 5Y
Wagosuszarki MA X2.IC.A
Wagosuszarki MA X2.A

Wagosuszarka MA X7.A
Wagosuszarka MA 5Y.IC
Wagosuszarka MA R