



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,K2J](http://radwag.com/pl/info,w1,K2J)

## Szalki jednorazowe (komplet 50 szt.)

WX-003-0002



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Szalki jednorazowe do wagosuszarek służą do precyzyjnego pomiaru masy próbek podczas procesu suszenia. Minimalizują ryzyko zanieczyszczenia próbek, co jest szczególnie ważne w laboratoriach i w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz chemicznym.

[Szalki jednorazowe do wagosuszarek o średnicy ø90 mm Opakowanie 50 szt](#)

Łatwość użycia Są wygodne i łatwe w użyciu, eliminując potrzebę mycia i suszenia szalek po każdym użyciu, co oszczędza czas i zasoby. Precyzyjny pomiar Jednorazowe szalki są zaprojektowane tak, aby zapewnić dokładne i powtarzalne wyniki, co jest kluczowe dla precyzyjnych analiz w wagosuszarkach.

Eliminacja resztek Po użyciu szalki jednorazowe są wyrzucane, co eliminuje problem resztek próbek z poprzednich pomiarów, które mogą wpływać na wyniki kolejnych analiz. Uniwersalność Mogą być stosowane do różnych typów próbek, w tym ciał stałych, proszków i cieczy, co czyni je wszechstronnym narzędziem w laboratoriach.

## **Pasuje do (Dodatkowo płatne)**

Wagosuszarka MA X7.IC.A  
Wagosuszarka MA 5Y  
Wagosuszarki MA X2.IC.A  
Wagosuszarki MA X2.A

Wagosuszarka MA X7.A  
Wagosuszarka MA 5Y.IC  
Wagosuszarka MA R