



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,K2J

## Tek Kullanımlık Numune Kabı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Genel Açıklama

Tartım kurutucuları için tek kullanımlık tartım terazileri, kurutma prosesi sırasında numunelerin ağırlığını doğru şekilde ölçmek için kullanılır. Laboratuvarlarda ve gıda, ilaç ve kimya endüstrilerinde özellikle önemli olan numune kontaminasyonu riskini en aza indirirler.

[Nem tayin cihazı için tasarlanmıştır](#)  
[50 adetlik set olarak mevcuttur](#)

Kullanımı kolay Her kullanımdan sonra tavaları yıkama ve kurutma ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar. Hassas Ölçüm Tek kullanımlık kefeler, tartım makinelerinde hassas analiz için çok önemli olan doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kalıntı giderme Tek kullanımlık kefeler kullanıldıktan sonra atılır, böylece önceki ölçümlerden kalan ve sonraki analizlerin sonuçlarını etkileyebilecek kalıntı numune sorunu ortadan kalkar. Çok yönlülük Katı maddeler, tozlar ve sıvılar dahil olmak üzere çeşitli numune türleri için kullanılabilirler, bu da onları laboratuvarlarda çok yönlü bir araç haline getirir.

## İle uyumlu

MA X7.IC.A Nem Tayin Cihazı  
MA 5Y Nem Tayin Cihazı  
MA X2.IC.A Nem Tayin Cihazı  
MA X2.A Nem Tayin Cihazı

MA X7.A Nem Tayin Cihazı  
MA 5Y.IC Nem Tayin Cihazı  
MA R Nem Tayin Cihazı