



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,KBT](http://radwag.com/pl/info,w1,KBT)

# Wzorzec masy klasy F2 - prostokątny z uchwycem 5 kg

OP-303-0077



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F2

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 5 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle