



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,KIA

Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 mg - 5 g), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|------------|
| OIML-Klasse | F1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 6,11 g |
| Nominalwert | 1 mg - 5 g |
| Anzahl | 16 St. |

Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself