



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,KIA](http://radwag.com/fr/info,w1,KIA)

# Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 5 g), boîte plastique

OK-202-0063



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	6,11 g
Valeur nominale	1 mg – 5 g
Nombre	16 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux