



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,KIA](http://radwag.com/pl/info,w1,KIA)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 5 g), opakowanie plastikowe

OK-202-0063



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Parametry metrologiczne</b> |                 |
| Klasa dokładności OIML         | F1              |
| <b>Konstrukcja</b>             |                 |
| Materiał                       | Stal nierdzewna |
| Masa                           | 6,11 g          |
| Wartość nominalna              | 1 mg – 5 g      |
| Ilość                          | 16 szt          |

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle