



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,KIA](http://radwag.com/pl/info,w1,KIA)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 5 g), opakowanie plastikowe

OK-202-0063



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

<b>Parametry metrologiczne</b>	
Klasa dokładności OIML	F1
<b>Konstrukcja</b>	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	6,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 5 g
Ilość	16 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle