



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,KRZ

SAL/C Mesa antivibração de laboratório

WX-001-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construção	
Construção	aço carbono St3S
Capacidade de carga	40 kg
Parâmetros físicos	
Dimensões da embalagem L x P x A	820×711×816 mm
Peso líquido	61 kg
Peso bruto	72,5 kg
Comprimento	770 mm
Largura	680 mm
Altura	815±10 mm

Compatível com (Additional Fee)

Analizador de umidade MA X7.IC.A
Analizador de umidade MA 5Y
Analizador de umidade MA X7.A
Analizador de umidade MA 5Y.IC

Analizador de umidade MA R
Balança analítica para filtros XA 5Y.F
Módulos MAS

Dimensões do dispositivo L x P x A

SAL/C

